

Прайс аппаратов «РЕФТОН-01» (Россия) действует с 15 января 2026 г

	Наименование изделия	Ед.изм	Цена, руб. с НДС	
№	МОДИФИКАЦИЯ		1 канал	2 канала
«РЕФТОН-01-П»				
1	«РЕФТОН-01-П» ГТ	шт.	21 000	----
2	«РЕФТОН-01-П» ДДТ	шт.	по запросу	----
3	«РЕФТОН-01-П» ГТ+ДДТ	шт.	40 600	----
4	«РЕФТОН-01-П» ГТ+МЛТ	шт.	по запросу	----
5	«РЕФТОН-01-П» ДДТ+МЛТ	шт.	по запросу	----
6	«РЕФТОН-01-П» ГТ+ДДТ+МЛТ	шт.	по запросу	----
7	«РЕФТОН-01-П» ГТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	----
8	«РЕФТОН-01-П» ДДТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	----
9	«РЕФТОН-01-П» ГТ+ДДТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	----
«РЕФТОН-01-А»				
10	«РЕФТОН-01-А» ФТ	шт.	по запросу	по запросу
11	«РЕФТОН-01-А» ДДТ	шт.	по запросу	по запросу
12	«РЕФТОН-01-А» СМТ	шт.	57000	по запросу
13	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ФТ	шт.	57000	по запросу
14	«РЕФТОН-01-А» ЭМС	шт.	56000	по запросу
15	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ	шт.	по запросу	по запросу
16	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ	шт.	49600	по запросу
17	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ЭМС	шт.	58000	по запросу
18	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ	шт.	по запросу	по запросу
19	«РЕФТОН-01-А» ГТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
20	«РЕФТОН-01-А» ЭМС+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
21	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ФТ	шт.	59000	по запросу
22	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ФТ	шт.	58000	по запросу
23	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ	шт.	61000	по запросу
24	«РЕФТОН-01-А» ДДТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
25	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ЭМС	шт.	по запросу	по запросу
26	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ЭМС	шт.	по запросу	по запросу
27	«РЕФТОН-01-А» СМТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
28	«РЕФТОН-01-А» ГТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
29	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ЭМС	шт.	59400	по запросу
30	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
31	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
32	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ЭМС+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
33	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+КТ	шт.	77900	по запросу
34	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
35	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС	шт.	62100	по запросу
36	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ	шт.	62100	по запросу
37	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС	шт.	62100	по запросу
38	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+КТ	шт.	65500	по запросу

39	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
40	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
41	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
42	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
43	«РЕФТОН-01-А» ДДТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
44	«РЕФТОН-01-А» ЭМС+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
45	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
46	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
47	«РЕФТОН-01-А» СМТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
48	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
59	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
50	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
51	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
52	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ	шт.	72500	по запросу
53	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ	шт.	по запросу	по запросу
54	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
55	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
56	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
57	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ЭМС+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
58	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
59	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
60	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
61	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
62	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ФТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
63	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ФТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
64	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ЭМС+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
65	«РЕФТОН-01-А» ГТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
66	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
67	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
68	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
69	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
70	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+ФТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
71	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
72	«РЕФТОН-01-А» СМТ+ДДТ+ФТ+ЭМС+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
73	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+КТ+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
74	«РЕФТОН-01-А» ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ +МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
«РЕФТОН-01-АИ»				
75	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС	шт.	по запросу	по запросу
76	«РЕФТОН-01-АИ» ЭД	шт.	по запросу	по запросу
77	«РЕФТОН-01-АИ» МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
78	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК	шт.	86800	по запросу
79	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК	шт.	87300	по запросу
80	«РЕФТОН-01-АИ» ЭД+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
81	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
82	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК + КТ	шт.	по запросу	по запросу
83	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК +МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
84	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ЭД	шт.	по запросу	по запросу
85	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ЭС	шт.	по запросу	по запросу

[illegible]

134	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ КРАНИО+ЭД+ МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
135	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО + МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
136	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+ КРАНИО +ЭД+ МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
137	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ИНТЕР)	шт.	----	112000
138	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ТИТ)	шт.	----	112000
139	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ	шт.	----	128000
140	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИТ(ИНТЕР)	шт.	----	по запросу
141	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ИНТЕР)+ЭД	шт.	----	по запросу
142	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+ИТ(ТИТ)	шт.	----	по запросу
143	«РЕФТОН-01-АИ» КРАНИО+ИТ(ТИТ)	шт.	----	по запросу
144	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ИНТЕР)+МЛТ	шт.	----	по запросу
145	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ТИТ)+МЛТ	шт.	----	по запросу
146	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	шт.	----	по запросу
147	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИТ(ИНТЕР)	шт.	----	по запросу
148	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	шт.	----	по запросу
149	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ	шт.	----	по запросу
150	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)	шт.	----	по запросу
151	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)	шт.	----	по запросу
152	«РЕФТОН-01-АИ» КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	шт.	----	по запросу
153	«РЕФТОН-01-АИ» ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ	шт.	----	по запросу
154	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+МЛТ	шт.	----	по запросу
155	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД	шт.	----	по запросу
156	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ИНТЕР)+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
157	«РЕФТОН-01-АИ» ИТ(ТИТ)+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
158	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+ИТ	шт.	----	188 000
159	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+МЛТ	шт.	----	по запросу
160	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ МЛТ	шт.	----	по запросу
161	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ	шт.	----	по запросу
162	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ	шт.	----	по запросу
163	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД	шт.	----	по запросу
164	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ МЛТ	шт.	----	по запросу
165	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ	шт.	----	по запросу
166	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+ЭД	шт.	----	по запросу
167	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ	шт.	----	по запросу
168	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	шт.	----	по запросу
169	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
170	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ	шт.	----	по запросу
171	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД	шт.	----	по запросу
172	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
173	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+КРАНИО+ИТ(ТИТ)+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
174	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
175	«РЕФТОН-01-АИ» ИМПТОК+ЭС+ИТ(ТИТ)+ЭД+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
176	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
177	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ	шт.	----	по запросу
178	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
179	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КРАНИО+ИТ+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
180	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ЭС+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
181	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+ИТ(ИНТЕР)+ЭД+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу

182	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ МЛТ	шт.	----	по запросу
183	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
184	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
185	«РЕФТОН-01-АИ» ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ	шт.	по запросу	по запросу
186	«РЕФТОН-01-АИ» ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	по запросу
187	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	----
188	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	шт.	по запросу	----
189	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ	шт.	----	по запросу
190	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ+СТ	шт.	----	по запросу
191	«РЕФТОН-01-АИ» АНТОК+КТ+ИМПТОК+КРАНИО+ИТ+ЭД+ФИЗИО+РЕФЛЕКС+ТЕПЛО+МЛТ +СТ	шт.	----	по запросу
«РЕФТОН-01-РФТЛС»				
192	«РЕФТОН-01-РФТЛС» Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер	шт.	----	По запросу
193	«РЕФТОН-01-РФТЛС» Рефлекс+Физио+Тепло+Лазер+СТ	шт.	----	По запросу
Принадлежности:				
	электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью	шт.		от 100
	кабель пациента	шт.		от 1600
	излучатель лазерный	шт.		от 17300
	нозологический электродный трафарет (маска) №1, №2, №3)	шт.		от 8000

Аппараты серии «РЕФТОН-01» работают в режимах:

- ✓ **СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ** - модели «РЕФТОН-01-П», «РЕФТОН-01-А», «РЕФТОН-01-РФТЛС»;
- ✓ **СТАБИЛИЗАЦИИ ТОКА** – модель «РЕФТОН-01-АИ».

ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ неизменно высокое и стабильное качество производимого оборудования гарантировано внедрённой и функционирующей на предприятии системой менеджмента качества ISO 13485:2016 в области «Разработка, производство и реализация физиорефлексотерапевтических аппаратов» (Сертификат № 3750326 от 25.03.2022 г.);
- ✓ сочетание в одном аппарате функций нескольких различных (в т.ч. европейских) аппаратов, что позволяет рассматривать оборудование в качестве импортозамещающей продукции;
- ✓ работа аппаратов доступна в режиме стабилизации тока или стабилизации напряжения;
- ✓ потребителю предоставлены расширенные функциональные возможности, в том числе:
 - применение десяти форм импульсов,

- пять форм модулирующих напряжений,
- произвольное соотношение сигн/пауза (Тс/Тп),
- установка амплитуды тока в четырёх диапазонах: до 1 мА (0÷1000 мкА с шагом 1 мкА), до 5 мА (0÷5000 мкА с шагом 5 мкА), до 10 мА, до 100 мА;
- ✓ наличие предустановленных программ (протоколов) лечения;
- ✓ возможность изменения параметров процедур, не прерывая её проведения;
- ✓ доступность выбора модели с минимальным количеством режимов и типов воздействия;
- ✓ простота использования, легкость освоения и доступность интерфейса, что позволяет использовать аппараты даже в домашних условиях;
- ✓ учебно-методические пособия БелМАПО МЗ РБ (2013г., 2021г., 2022г.) по применению методов электро- и магнитолазерной терапии, используемых для лечения и реабилитации пациентов при различных заболеваниях воспалительного, дистрофического и сосудистого генеза, с применением современных физиотерапевтических аппаратов серии «РЕФТОН-01» - описаны терапевтические возможности аппаратов, в том числе для проведения ЧЭНС +ЭС + МДМ + МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ (ТКМП И ТВМП), а также ГТ+СМТ+ДДТ+ФТ+КТ+МЛТ;
- ✓ надежность в эксплуатации, мобильность, доступность по цене.

Режимы и типы воздействия, реализуемые в аппаратах «РЕФТОН-01»:

1. **ГТ** – гальванический ток;
2. **СМТ** – синусоидальные модулированные токи
3. **ДДТ** – диадинамические токи;
4. **КТ** – кольцевой тип воздействия токами СМТ и
5. **ФТ** – флюктуирующие токи;
6. **ЭМС** – электромиостимуляция (стимуляция нервно-
7. **СТ** – светотерапия, исполнение на сверхярких
8. **МЛТ** – магнитолазерная терапия (длина волны
9. **ФИЗИО**: ГТ (гальванический ток); ДДТ
10. **РЕФЛЕКС**: инвазивное и неинвазивное
11. **ЛАЗЕР**: воздействие на точки акупунктуры
12. **ТЕПЛО**: термопунктура;
13. **АНТОК**: ГТ+СМТ+ДДТ+ЭМС+КТ+ФТ (КТ по
14. **ИМПТОК** – импульсные токи: **ЧЭНС** (чрескожная
15. **КРАНИО** – транскраниальная электротерапия
16. **ИТ** – интерференционные токи: **ИНТЕР**
17. **ЭС** – электросон. Форма импульса: Ф1, Ф3, Ф4, Ф5,
18. **ЭД** – электродиагностика (режимы работы –

для «РЕФТОН-01-П» - пункты 1; 3; 7; 8.

для «РЕФТОН-01-А» - пункты 1÷8.

для «РЕФТОН-01-РФТЛС» - пункты 9÷12; 7.

для «РЕФТОН-01-АИ» - пункты 1÷18.



